



Medizinische Verpackungen



Medizinische Verpackungen

Hochwertige Verpackung, um anspruchsvollste Sterilisationsprozesse durchzuführen. Für die Anwendung in Krankenhäusern, Kliniken, Sterilisationszentren, Tierkliniken sowie für den Medizinsektor im Allgemeinen.

Hergestellt und etikettiert gemäß ISO 11607-1 (EN-868) einschl. Barcode auf dem Etikett jedes einzelnen Produktes.

Außerdem erfüllen unsere Herstellungsprozesse und Serviceleistungen sämtliche unternehmensinterne Qualitätsnormen gemäß ISO 9001-2008.

Bolsaplast vereint Design und Qualität in einem Produkt, das sich einfach öffnen und zuschneiden lässt. Aufgrund der transparenten Folie kann man das Sterilgut sehen ohne die Verpackung öffnen zu müssen.

Die Etikettierung in mehreren Sprachen ermöglicht die Anwendung in verschiedenen Ländern.

Sämtliche Produkte sind in unserem Lager vorrätig und stehen innerhalb von 72 Stunden zur Auslieferung bereit.

Herstellung von Spezialmaßen auf Anfrage.

- Service
- Verfügbarkeit
- Design
- Leichtes Öffnen
- Qualität
- Vielseitige Anwendung

Verpackungen für Sterilisation mit Wasserdampf, Ethylenoxid (EO) und Formaldehyd (FORM)

Peelbare Tüten und Rollen aus medizinischem Papier 60 g/m² und transparenter Plastikfolie, blau gefärbt. Mit Chemioindikatoren für Sterilisation mit Wasserdampf, Ethylenoxid (EO) und Formaldehyd (FORM).

Tüten ohne Falte Papier/Folie

Artikelnummer	Maße							Stück/Karton	Karton/cm	Karton/kg	
MBO1000	75	x	210	mm	3,0	"	8,3	"	2.500	31x29x11	4,8
MBO1001	75	x	280	mm	3,0	"	11,0	"	2.400	31x29x11	6,5
MBO1003	100	x	200	mm	3,9	"	7,9	"	2.400	41x29x11	5,9
MBO1004	100	x	240	mm	3,9	"	9,4	"	2.400	41x29x11	7
MBO1005	100	x	280	mm	3,9	"	11,0	"	2.400	41x29x11	8,5
MBO1006	100	x	420	mm	3,9	"	16,5	"	2.400	41x43x11	12,5
MBO1020	100	x	550	mm	3,9	"	21,7	"	2.000	41x43x11	13,2
MBO1022	100	x	580	mm	3,9	"	22,8	"	2.000	41x59x11	14,2
MBO1007	150	x	210	mm	5,9	"	8,3	"	2.000	32x43x11	8
MBO1008	150	x	280	mm	5,9	"	11,0	"	2.000	31x57x11	10,5
MBO1009	150	x	320	mm	5,9	"	12,6	"	2.000	37x65x11	11,5
MBO1010	150	x	360	mm	5,9	"	14,2	"	2.000	37x65x11	13
MBO1021	150	x	400	mm	5,9	"	15,7	"	1.200	32x43x11	8,7
MBO1011	200	x	320	mm	7,9	"	12,6	"	1.800	37x65x11	14
MBO1012	200	x	360	mm	7,9	"	14,2	"	1.800	37x65x11	15,8
MBO1013	200	x	420	mm	7,9	"	16,5	"	1.200	41x43x11	12,5
MBO1023	200	x	500	mm	7,9	"	19,7	"	1.200	51x51x11	14,8
MBO1014	250	x	360	mm	9,8	"	14,2	"	1.200	51x43x11	13,5
MBO1015	250	x	420	mm	9,8	"	16,5	"	1.200	51x43x11	15,5
MBO1016	250	x	500	mm	9,8	"	19,7	"	1.200	51x51x11	18,5
MBO1017	300	x	420	mm	11,8	"	16,5	"	600	32x43x11	9,5
MBO1018	300	x	500	mm	11,8	"	19,7	"	600	31x57x11	11
MBO1024	300	x	580	mm	11,8	"	22,8	"	700	41x59x11	14,2
MBO1019	400	x	580	mm	15,7	"	22,8	"	600	41x59x11	17



Tüte ohne Falte Papier/Folie



Tüte mit Falte Papier/Folie



Rolle Papier/Folie

Tüte mit Falte Papier/Folie

Artikelnummer	Maße							Stück/Karton	Karton/cm	Karton/kg
MBF1202	200 x 55 x 400	mm	7,9 x 2,2	"	15,7	"	600	43x26x23	7	

Selbstverschliessende Tüte Papier/Folie

Artikelnummer	Maße								Stück/Pack	Stück/Karton	Karton/cm	Karton/KG
MBA1080	75	x	200	mm	3,0	"	7,9	"	200	1.200	15x24x17	2,7
MBA1081	90	x	200	mm	3,5	"	7,9	"	200	1.200	28x27x12	4
MBA1082	90	x	230	mm	3,5	"	9,1	"	200	1.200	28x27x12	4,6
MBA1084	100	x	240	mm	3,9	"	9,4	"	200	1.200	31x29x11	4,5
MBA1085	130	x	250	mm	5,1	"	9,8	"	200	1.200	41x29x11	5,8
MBA1086	130	x	330	mm	5,1	"	13,0	"	200	1.200	41x37x11	7,6
MBA1087	140	x	280	mm	5,5	"	11,0	"	200	1.200	43x32x11	7
MBA1088	200	x	330	mm	7,9	"	13,0	"	200	800	41x37x11	7,8
MBA1089	250	x	400	mm	9,8	"	15,7	"	200	800	51x43x11	12
MBA1090	300	x	390	mm	11,8	"	15,4	"	***	400	32x43x11	6,9
MBA1091	300	x	450	mm	11,8	"	17,7	"	***	400	31x49x11	8



Selbstklebende Tüte ohne Falte Papier/Folie



Tüte mit Selbstklebestreifen ohne Falte



Rolle mit Falte Folie/Papier

Rolle ohne Falte Folie/Papier

Artikelnummer	Maße								Stück/Karton	Karton/cm	Karton/KG	
MRP1040	50	mm	x	200	m	2,0	"	656	Fuß	6	31x25x23	6
MRP1041	75	mm	x	200	m	3,0	"	656	Fuß	4	31x25x23	8
MRP1042	100	mm	x	200	m	3,9	"	656	Fuß	4	43x26x23	11
MRP1043	125	mm	x	200	m	4,9	"	656	Fuß	4	43,5x32x23	14
MRP1044	150	mm	x	200	m	5,9	"	656	Fuß	4	43,5x32x23	17
MRP1045	200	mm	x	200	m	7,9	"	656	Fuß	2	43x26x23	11
MRP1046	250	mm	x	200	m	9,8	"	656	Fuß	2	52x28x23	14
MRP1047	300	mm	x	200	m	11,8	"	656	Fuß	2	43,5x32x23	17
MRP1048	400	mm	x	200	m	15,7	"	656	Fuß	1	43x26x23	11

Rolle mit Falte Folie/Papier

Artikelnummer	Maße								Stück/Karton	Karton/cm	Karton/KG	
MRF1060	100 x 40	mm	x	100	m	3,9 x 1,6	"	328	Fuß	4	43x26x23	7
MRF1061	150 x 40	mm	x	100	m	5,9 x 1,6	"	328	Fuß	4	43,5x32x23	11
MRF1062	200 x 60	mm	x	100	m	7,8 x 2,3	"	328	Fuß	2	43x26x23	7
MRF1063	250 x 60	mm	x	100	m	9,8 x 2,3	"	328	Fuß	2	52x28x23	8
MRF1064	300 x 80	mm	x	100	m	11,8 x 3,1	"	328	Fuß	1	31x25x23	6
MRF1065	400 x 80	mm	x	100	m	15,7 x 3,1	"	328	Fuß	1	43x26x23	7

Verpackungen für Plasma (h₂ o₂)- / EO-Sterilisation bei niedrigen Temperaturen

Tüten und Rollen aus Tyvek® und transparenter Plastikfolie.
Mit Chemioindikator für niedrige Temperaturen.

Tüte ohne Falte Tyvek®/folie

Artikelnummer	Maße								Stück/Karton	Karton/cm	Karton/Kg
MBT1160	75	x	210	mm	3,0	"	8,3	"	1.000	16x22x15	2,4
MBT1161	100	x	280	mm	3,9	"	11,0	"	1.000	21x29x15	4,1
MBT1162	150	x	320	mm	5,9	"	12,6	"	1.000	31x33x15	7
MBT1163	200	x	420	mm	7,9	"	16,5	"	350	41x43x11	4
MBT1164	250	x	500	mm	9,8	"	19,7	"	350	51x51x11	6
MBT1165	320	x	560	mm	12,6	"	22,0	"	400	41x59x11	11,4
MBT1166	400	x	580	mm	15,7	"	22,8	"	350	41x59x11	11,5

Tüte Tyvek®/Folie

Artikelnummer	Maße								Stück/Karton	Karton/cm	Karton/Kg	
MRT1170	50	mm	x	70	m	2,0	"	230	feet	6	31x25x23	3
MRT1171	75	mm	x	70	m	3,0	"	230	feet	4	31x25x23	3,5
MRT1172	100	mm	x	70	m	3,9	"	230	feet	4	43x26x23	4
MRT1174	150	mm	x	70	m	5,9	"	230	feet	4	43,5x32x23	6
MRT1175	200	mm	x	70	m	7,9	"	230	feet	2	41x21x22	4,8
MRT1176	250	mm	x	70	m	9,8	"	230	feet	2	52x28x23	5
MRT1177	300	mm	x	70	m	11,8	"	230	feet	2	43,5x32x23	6
MRT1178	400	mm	x	70	m	15,7	"	230	feet	1	43x26x23	4
MRT1179	500	mm	x	70	m	19,7	"	230	feet	1	53x26x23	5




Tüte Tyvek®/Folie



Öffnung Tüte



Rolle Tyvek®/Folie



Tyvek® Plasmaindikator


Industrieverpackungen

Wir bedrucken medizinisches Papier und Folien für Hersteller von medizinischen Verbrauchsmaterialien in automatischen Verpackungsanlagen. Die Erfahrung und Kenntnisse unserer Mitarbeiter bei der Herstellung von Produkten auf Lager ist ein Plus, um den Anforderungen unserer Industriekunden gerecht zu werden.


Produkte

- Medizinisches Papier
- Folie aus PA/PP, PET/PP, PET/PE, PA/PE
- Tyvek®
- Eigenmarke

(Tyvek® ist eine registrierte Marke von DUPONT)



BOLSAPLAST, S.L. C. Horta, 22. 08203 Sabadell (Barcelona) SPANIEN
Tel. +34 937117361 / Telefax +34 937122355. Email: medical@bolsaplast.com / Website: www.bolsaplast.com



Verpackungen für
Sterilisation mit
Wasserdampf,
Ethylenoxid (EO)
und Formaldehyd
(FORM)

Industrieverpackungen

Verpackungen für
Plasma (H_2O_2)- /
EO-Sterilisation
bei niedrigen
Temperaturen

