



emballage médical



bolsaplastmedical



emballage médical

Un emballage d'excellente qualité qui respecte les procédés de stérilisation les plus exigeants. Développé pour être utilisé dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de stérilisation, les centres vétérinaires ainsi que dans les milieux médicaux en général.

Fabriqué et étiqueté selon la norme ISO11607-1 (EN-868), y compris avec le code-barres sur l'étiquette de chaque produit.

Tous les procédés de fabrication et de service respectent les paramètres établis dans notre normative interne de qualité, conforme à la norme ISO 9001-2008.

Design et Qualité s'unissent dans ce produit à l'ouverture et la pelabilité excellentes. La transparence du film permet de voir le contenu sans avoir à ouvrir le récipient, et confère un attrait spécial au produit, à l'intérieur de l'emballage. Les textes imprimés en plusieurs langues le convertissent en un produit versatile et compréhensible pour un grand nombre d'utilisateurs dans différents pays

Tous nos produits sont disponibles en stock dans nos magasins logistiques, prêts à être livrés sous 72 heures.

Possibilité de fabriquer des dimensions spéciales, sur demande.

- service
- disponibilité
- design
- pelabilité
- qualité
- versatilité

emballages pour vapeur/oe/formol

Sachets et rouleaux pelables fabriqués avec papier à grammage médical de 60 g/m² et film plastique transparent, teinté en bleu. Imprimé avec indicateurs chimiques pour Vapeur /OE/Formol.

sachet plat papier/film

Code	Dimensions								Cond.	Boîte cm	Boîte/KG
MBO1000	75	x	210	mm	3,0	"	8,3	"	2.500	31x29x11	4,8
MBO1001	75	x	280	mm	3,0	"	11,0	"	2.400	31x29x11	6,5
MBO1003	100	x	200	mm	3,9	"	7,9	"	2.400	41x29x11	5,9
MBO1004	100	x	240	mm	3,9	"	9,4	"	2.400	41x29x11	7
MBO1005	100	x	280	mm	3,9	"	11,0	"	2.400	41x29x11	8,5
MBO1006	100	x	420	mm	3,9	"	16,5	"	2.400	41x43x11	12,5
MBO1020	100	x	550	mm	3,9	"	21,7	"	2.000	41x43x11	13,2
MBO1022	100	x	580	mm	3,9	"	22,8	"	2.000	41x59x11	14,2
MBO1007	150	x	210	mm	5,9	"	8,3	"	2.000	32x43x11	8
MBO1008	150	x	280	mm	5,9	"	11,0	"	2.000	31x57x11	10,5
MBO1009	150	x	320	mm	5,9	"	12,6	"	2.000	37x65x11	11,5
MBO1010	150	x	360	mm	5,9	"	14,2	"	2.000	37x65x11	13
MBO1021	150	x	400	mm	5,9	"	15,7	"	1.200	32x43x11	8,7
MBO1011	200	x	320	mm	7,9	"	12,6	"	1.800	37x65x11	14
MBO1012	200	x	360	mm	7,9	"	14,2	"	1.800	37x65x11	15,8
MBO1013	200	x	420	mm	7,9	"	16,5	"	1.200	41x43x11	12,5
MBO1023	200	X	500	mm	7,9	"	19,7	"	1.200	51x51x11	14,8
MBO1014	250	x	360	mm	9,8	"	14,2	"	1.200	51x43x11	13,5
MBO1015	250	x	420	mm	9,8	"	16,5	"	1.200	51x43x11	15,5
MBO1016	250	x	500	mm	9,8	"	19,7	"	1.200	51x51x11	18,5
MBO1017	300	x	420	mm	11,8	"	16,5	"	600	32x43x11	9,5
MBO1018	300	x	500	mm	11,8	"	19,7	"	600	31x57x11	11
MBO1024	300	x	580	mm	11,8	"	22,8	"	700	41x59x11	14,2
MBO1019	400	x	580	mm	15,7	"	22,8	"	600	41x59x11	17



Sachet papier/film



Sachet soufflet papier/film



Rouleau papier/film

sachet soufflet papier/film

Code	Dimensions								Cond.	Boîte cm	Boîte/KG
MBF1202	200 x 55 x 400	mm	7,9 x 2,2	"	15,7	"			600	43x26x23	7

sachet auto-adhesif papier/film

Code	Dimensions								U/Pack	Cond.	Boîte cm	Boîte/KG
MBA1080	75	x	200	mm	3,0	"	7,9	"	200	1.200	15x24x17	2,7
MBA1081	90	x	200	mm	3,5	"	7,9	"	200	1.200	28x27x12	4
MBA1082	90	x	230	mm	3,5	"	9,1	"	200	1.200	28x27x12	4,6
MBA1084	100	x	240	mm	3,9	"	9,4	"	200	1.200	31x29x11	4,5
MBA1085	130	x	250	mm	5,1	"	9,8	"	200	1.200	41x29x11	5,8
MBA1086	130	x	330	mm	5,1	"	13,0	"	200	1.200	41x37x11	7,6
MBA1087	140	x	280	mm	5,5	"	11,0	"	200	1.200	43x32x11	7
MBA1088	200	x	330	mm	7,9	"	13,0	"	200	800	41x37x11	7,8
MBA1089	250	x	400	mm	9,8	"	15,7	"	200	800	51x43x11	12
MBA1090	300	x	390	mm	11,8	"	15,4	"	***	400	32x43x11	6,9
MBA1091	300	x	450	mm	11,8	"	17,7	"	***	400	31x49x11	8



Sachet auto-adhesif
papier/film



Bande autocollante



Bobine soufflet
papier/film

gaine plat papier/film

Code	Dimensions								Cond.	Boîte cm	Boîte/KG	
MRP1040	50	mm	x	200	mts	2,0	"	656	Pied	6	31x25x23	6
MRP1041	75	mm	x	200	mts	3,0	"	656	Pied	4	31x25x23	8
MRP1042	100	mm	x	200	mts	3,9	"	656	Pied	4	43x26x23	11
MRP1043	125	mm	x	200	mts	4,9	"	656	Pied	4	43,5x32x23	14
MRP1044	150	mm	x	200	mts	5,9	"	656	Pied	4	43,5x32x23	17
MRP1045	200	mm	x	200	mts	7,9	"	656	Pied	2	43x26x23	11
MRP1046	250	mm	x	200	mts	9,8	"	656	Pied	2	52x28x23	14
MRP1047	300	mm	x	200	mts	11,8	"	656	Pied	2	43,5x32x23	17
MRP1048	400	mm	x	200	mts	15,7	"	656	Pied	1	43x26x23	11

bobine soufflet papier/film

Code	Dimensions								Cond.	Boîte cm	Boîte/KG	
MRF1060	100 x 40	mm	x	100	mts	3,9 x 1,6	"	328	Pied	4	43x26x23	7
MRF1061	150 x 40	mm	x	100	mts	5,9 x 1,6	"	328	Pied	4	43,5x32x23	11
MRF1062	200 x 60	mm	x	100	mts	7,8 x 2,3	"	328	Pied	2	43x26x23	7
MRF1063	250 x 60	mm	x	100	mts	9,8 x 2,3	"	328	Pied	2	52x28x23	8
MRF1064	300 x 80	mm	x	100	mts	11,8 x 3,1	"	328	Pied	1	31x25x23	6
MRF1065	400 x 80	mm	x	100	mts	15,7 x 3,1	"	328	Pied	1	43x26x23	7

Emballages pour basse température – Plasma (h₂ o₂) / OE

Sachets et rouleaux fabriqués en Tyvek® et film plastique transparent. Imprimé avec indicateur chimique pour basse température.

sachet plat tyvek®/film

Code	Dimensions								Cond.	Boîte cm	Boîte/KG
MBT1160	75	x	210	mm	3,0	“	8,3	“	1.000	16x22x15	2,4
MBT1161	100	x	280	mm	3,9	“	11,0	“	1.000	21x29x15	4,1
MBT1162	150	x	320	mm	5,9	“	12,6	“	1.000	31x33x15	7
MBT1163	200	x	420	mm	7,9	“	16,5	“	350	41x43x11	4
MBT1164	250	x	500	mm	9,8	“	19,7	“	350	51x51x11	6
MBT1165	320	x	560	mm	12,6	“	22,0	“	400	41x59x11	11,4
MBT1166	400	x	580	mm	15,7	“	22,8	“	350	41x59x11	11,5

bobine plat tyvek®/film

Code	Dimensions								Cond.	Boîte cm	Boîte/KG	
MRT1170	50	mm	x	70	mts	2,0	“	230	Pied	6	31x25x23	3
MRT1171	75	mm	x	70	mts	3,0	“	230	Pied	4	31x25x23	3,5
MRT1172	100	mm	x	70	mts	3,9	“	230	Pied	4	43x26x23	4
MRT1174	150	mm	x	70	mts	5,9	“	230	Pied	4	43,5x32x23	6
MRT1175	200	mm	x	70	mts	7,9	“	230	Pied	2	41x21x22	4,8
MRT1176	250	mm	x	70	mts	9,8	“	230	Pied	2	52x28x23	5
MRT1177	300	mm	x	70	mts	11,8	“	230	Pied	2	43,5x32x23	6
MRT1178	400	mm	x	70	mts	15,7	“	230	Pied	1	43x26x23	4
MRT1179	500	mm	x	70	mts	19,7	“	230	Pied	1	53x26x23	5




Sachet Tyvek®/film



Sachet ouverture



Bobine Tyvek®/film



Tyvek® indicateur plasma

emballages industriels

Nous imprimons le papier médical et les films pour les fabricants de produits médicaux qui ont besoin de conditionner leurs produits sur une machine automatique. L'expérience et le savoir-faire de nos professionnels dans la fabrication des produits en stock est une valeur ajoutée lorsqu'il s'agit de remplir les exigences et les conditions de nos clients industriels.


types de produit

- Papier médical
- Film pa/pp – pet/pp – pet/pe – pa/pe
- Tyvek®
- Marque blanche

(Tyvek® est une marque déposée de DUPONT)



BOLSAPLAST, S.L. C. Horta, 22. 08203 Sabadell (Barcelona) ESPAGNE
Tel. +34 937117361 / Telefax +34 937122355. Email: medical@bolsaplast.com / Website: www.bolsaplast.com



emballages
vapeur/oe/formol

emballages
basse température
plasma (h₂O₂)/oe

emballages
industriels

