




medical csomagolás



Kiváló minőségű csomagolóanyagok az igényes sterilizálási eljárásokhoz. Felhasználási területek: kórházak, szakrendelők, steril központok, állategészségügyi intézmények.

Gyártás és címkézés ISO11607-1 (EN/868) szabvány szerint, beleértve a vonalkódolást is.

A gyártási eljárások, és szolgáltatások ISO 9001-2008 szerint.

A design és a minőség együttesen biztosítja a tökéletes záródást, és a könnyű felnyitást. Az átlátszó filmrétegen át jól látható a behelyezett termék, így a felhasználó könnyen ellenőrizheti a tartalmat anélkül, hogy a tasakot fel kellene nyitnia.

Több nyelvű, nyomtatott felhasználási útmutató is segíti a felhasználókat.

Kérésre, egyedi méretek legyártására is van lehetőség.

- kiszolgálás
- elérhetőség
- design
- kezelhetőség
- minőség
- sokoldalúság

csomagolóanyagok gőz / eo / formaldehid

Tasakok és tekercek 60 g/ m² medical papírból, és műanyag film borítással (kék színben). A terméken megtalálható mindhárom indikátor GŐZ/EO/FORM, a két réteg közé nyomtatva.

Rendkívül jó, három szintű oldalhegesztés, egyértelmű indikátor színváltozás.

papír/film lapos tasak

Cikkszám	Méret		Db/dob	Doboz cm	Doboz/Kg
MBO1000	75 x 210 mm	3,0" x 8,3"	2.500	31 x 29 x 11	4,8
MBO1001	75 x 280 mm	3,0" x 11,0"	2.400	31 x 29 x 11	6,5
MBO1003	100 x 200 mm	3,9" x 7,9"	2.400	41 x 29 x 11	5,9
MBO1004	100 x 240 mm	3,9" x 9,4"	2.400	41 x 29 x 11	7
MBO1005	100 x 280 mm	3,9" x 11,0"	2.400	41 x 29 x 11	8,5
MBO1006	100 x 420 mm	3,9" x 16,5"	2.400	41 x 43 x 11	12,5
MBO1020	100 x 550 mm	3,9" x 21,7"	2.000	41 x 43 x 11	13,2
MBO1022	100 x 580 mm	3,9" x 22,8"	2.000	41 x 59 x 11	14,2
MBO1007	150 x 210 mm	5,9" x 8,3"	2.000	32 x 43 x 11	8
MBO1008	150 x 280 mm	5,9" x 11,0"	2.000	31 x 57 x 11	10,5
MBO1009	150 x 320 mm	5,9" x 12,6"	2.000	37 x 65 x 11	11,5
MBO1010	150 x 360 mm	5,9" x 14,2"	2.000	37 x 65 x 11	13
MBO1021	150 x 400 mm	5,9" x 15,7"	1.200	32 x 43 x 11	8,7
MBO1011	200 x 320 mm	7,9" x 12,6"	1.800	37 x 65 x 11	14
MBO1012	200 x 360 mm	7,9" x 14,2"	1.800	37 x 65 x 11	15,8
MBO1013	200 x 420 mm	7,9" x 16,5"	1.200	41 x 43 x 11	12,5
MBO1023	200 x 500 mm	7,9" x 19,7"	1.200	51 x 51 x 11	14,8
MBO1014	250 x 360 mm	9,8" x 14,2"	1.200	51 x 43 x 11	13,5
MBO1015	250 x 420 mm	9,8" x 16,5"	1.200	51 x 43 x 11	15,5
MBO1016	250 x 500 mm	9,8" x 19,7"	1.200	51 x 51 x 11	18,5
MBO1017	300 x 420 mm	11,8" x 16,5"	600	32 x 43 x 11	9,5
MBO1018	300 x 500 mm	11,8" x 19,7"	600	31 x 57 x 11	11
MBO1024	300 x 580 mm	11,8" x 22,8"	700	41 x 59 x 11	14,2
MBO1019	400 x 580 mm	15,7" x 22,8"	600	41 x 59 x 11	17



Papír/film
lapos tasak



Papír/film
redős tasak



Papír/film
lapos tekerck

papír/film redős tasak

Cikkszám	Méret		Db/dob	Doboz cm	Doboz/Kg
MBF1202	200 x 55 x 400 mm	7,9 x 2,2" x 15,7"	600	43 x 26 x 23	7

papír/film visszazárható tasak

Cikkszám	Méret		Db/csomag	Db/dob	Doboz cm	Doboz/Kg
MBA1080	75 x 200 mm	3,0" x 7,9"	200	1.200	15 x 24 x 17	2,7
MBA1081	90 x 200 mm	3,5" x 7,9"	200	1.200	28 x 27 x 12	4
MBA1082	90 x 230 mm	3,5" x 9,1"	200	1.200	28 x 27 x 12	4,6
MBA1084	100 x 240 mm	3,9" x 9,4"	200	1.200	31 x 29 x 11	4,5
MBA1085	130 x 250 mm	5,1" x 9,8"	200	1.200	41 x 29 x 11	5,8
MBA1086	130 x 330 mm	5,1" x 13,0"	200	1.200	41 x 37 x 11	7,6
MBA1087	140 x 280 mm	5,5" x 11,0"	200	1.200	43 x 32 x 11	7
MBA1088	200 x 330 mm	7,9" x 13,0"	200	800	41 x 37 x 11	7,8
MBA1089	250 x 400 mm	9,8" x 15,7"	200	800	51 x 43 x 11	12
MBA1090	300 x 390 mm	11,8" x 15,4"	***	400	32 x 43 x 11	6,9
MBA1091	300 x 450 mm	11,8" x 17,7"	***	400	31 x 49 x 11	8



Papír/film visszazárható tasak



Visszazárható szalag



Papír/film redős tekerecs

papír/film lapos tekerecs

Cikkszám	Méret		Db/doboz	Doboz cm	Doboz/Kg
MRP1040	50 mm x 200 m	2,0" x 656 feet	6	31 x 25 x 23	6
MRP1041	75 mm x 200 m	3,0" x 656 feet	4	31 x 25 x 23	8
MRP1042	100 mm x 200 m	3,9" x 656 feet	4	43 x 26 x 23	11
MRP1043	125 mm x 200 m	4,9" x 656 feet	4	43,5 x 32 x 23	14
MRP1044	150 mm x 200 m	5,9" x 656 feet	4	43,5 x 32 x 23	17
MRP1045	200 mm x 200 m	7,9" x 656 feet	2	43 x 26 x 23	11
MRP1046	250 mm x 200 m	9,8" x 656 feet	2	52 x 28 x 23	14
MRP1047	300 mm x 200 m	11,8" x 656 feet	2	43,5 x 32 x 23	17
MRP1048	400 mm x 200 m	15,7" x 656 feet	1	43 x 26 x 23	11

papír/film redős tekerecs

Cikkszám	Méret		Db/doboz	Doboz cm	Doboz/Kg
MRF1060	100 x 40 mm x 100 m	3,9 x 1,6" x 328 feet	4	43 x 26 x 23	7
MRF1061	150 x 40 mm x 100 m	5,9 x 1,6" x 328 feet	4	43,5 x 32 x 23	11
MRF1062	200 x 60 mm x 100 m	7,8 x 2,3" x 328 feet	2	43 x 26 x 23	7
MRF1063	250 x 60 mm x 100 m	9,8 x 2,3" x 328 feet	2	52 x 28 x 23	8
MRF1064	300 x 80 mm x 100 m	11,8 x 3,1" x 328 feet	1	31 x 25 x 23	6
MRF1065	400 x 80 mm x 100 m	15,7 x 3,1" x 328 feet	1	43 x 26 x 23	7

csomagolás alacsony hőmérsékleten - plasma (h2 o2) / eo

Tasakok és tekercsek, Tyvek® alapanyagból és átlátszó műanyag film borítással. Indikátor a két réteg közé nyomtatva.

Rendkívül jó, három szintű oldalhegesztés, egyértelmű indikátor színváltozás.

tyvek®/film lapostasak

Cikkszám	Méret		Db/doboz	Doboz cm	Doboz/Kg
MBT1160	75 x 210 mm	3,0" x 8,3"	1.000	16 x 22 x 15	2,4
MBT1161	100 x 280 mm	3,9" x 11,0"	1.000	21 x 29 x 15	4,1
MBT1162	150 x 320 mm	5,9" x 12,6"	1.000	31 x 33 x 15	7
MBT1163	200 x 420 mm	7,9" x 16,5"	350	41 x 43 x 11	4
MBT1164	250 x 500 mm	9,8" x 19,7"	350	51 x 51 x 11	6
MBT1165	320 x 560 mm	12,6" x 22,0"	400	41 x 59 x 11	11,4
MBT1166	400 x 580 mm	15,7" x 22,8"	350	41 x 59 x 11	11,5

tyvek®/film lapos tekercs

Cikkszám	Méret		Db/doboz	Doboz cm	Doboz/Kg
MRT1170	50 mm x 70 m	2,0" x 230 feet	6	31 x 25 x 23	3
MRT1171	75 mm x 70 m	3,0" x 230 feet	4	31 x 25 x 23	3,5
MRT1172	100 mm x 70 m	3,9" x 230 feet	4	43 x 26 x 23	4
MRT1174	150 mm x 70 m	5,9" x 230 feet	4	43,5 x 32 x 23	6
MRT1175	200 mm x 70 m	7,9" x 230 feet	2	41 x 21 x 22	4,8
MRT1176	250 mm x 70 m	9,8" x 230 feet	2	52 x 28 x 23	5
MRT1177	300 mm x 70 m	11,8" x 230 feet	2	43,5 x 32 x 23	6
MRT1178	400 mm x 70 m	15,7" x 230 feet	1	43 x 26 x 23	4
MRT1179	500 mm x 70 m	19,7" x 230 feet	1	53 x 26 x 23	5



Tyvek®/film
tasak



Felnyitási instrukciók



Tyvek®/film
tekercs



Plasma indikátor
Tyvek®

ipari csomagolás

Gyártásunk középpontjában különféle csomagolástechnikai termékeink állnak, szállítunk speciális medical papír és filmborítású csomagolóanyagokat orvostechikai eszközök gyártóinak is. Sokéves gyártási tapasztalataink segítségével megbízhatóan elégítjük ki a legkülönbözőbb felhasználói igényeket is.

products

- Medical Papír
- PA/pp, pet/pp, pet/pe, pa/pe filmborítások
- Tyvek®
- Sajátmárka

(Tyvek® DuPont által bejegyzett védjegy)



BOLSAPLAST, S.L. C/ Bernat Metge, 110 – 08205 Sabadell (Barcelona) SPAIN




+34 937 117 361



medical@bolsaplast.com

www.bolsaplast.com



gőz/eo/
formaldehid
csomagolás

alacsony
hőmérséklet,
plasma /h₂ o₂/
eo csomagolás

ipari
csomagolás

