

의료용품 포장재



가장 엄격한 살균과정을 거친 고품질 포장재입니다.

종합병원, 클리닉, 살균센터, 동물병원 등 각종 의료 시설에서 사용할 수 있도록 개발되었습니다.

ISO11607-1 (EN-868) 표준규격에 따라 제작/라벨링 되어 있으며, 각 제품별 라벨에 표기되어 있는 바코드 역시 동 규격을 따릅니다.

또한, 모든 생산과정과 서비스는 ISO 9001-2008 규격을 따른 내부 품질규정에서 정의하는 조건을 충족합니다.

포장지의 개봉과 분리가 용이한 디자인과 품질이며, 투명한 필름부착으로 개봉하지 않고도 안의 내용물을 확인할 수 있습니다.

문구가 여러 언어로 구성되어 많은 국가로 판매 가능한 다용도 제품입니다.

모든 제품은 물류창고에 가용재고가 있어 72시간 내에 출고 가능합니다.

필요 시 특정규격으로 생산 가능합니다.

○ 서비스

○ 가용성

○ 디자인

○ 포장분리

○ 품질


○ 다용도

증기/EO(에틸렌 옥사이드)/포르말린 포장재


60 g/m²의 의료용 재지와 파란색 투명 플라스틱 필름으로 제작된, 깔끔한 포장 분리가 가능한 소형봉투와 롤. 증기/EO/포르말린으로 화학처리 출력

종이/필름 일반 봉투

코드	크기								상자당 수량	상자 크기	상자 무게
MBO1000	75	x	210	mm	3,0	"	8,3	"	2.500	31x29x11	4,8
MBO1001	75	x	280	mm	3,0	"	11,0	"	2.400	31x29x11	6,5
MBO1003	100	x	200	mm	3,9	"	7,9	"	2.400	41x29x11	5,9
MBO1004	100	x	240	mm	3,9	"	9,4	"	2.400	41x29x11	7
MBO1005	100	x	280	mm	3,9	"	11,0	"	2.400	41x29x11	8,5
MBO1006	100	x	420	mm	3,9	"	16,5	"	2.400	41x43x11	12,5
MBO1020	100	x	550	mm	3,9	"	21,7	"	2.000	41x43x11	13,2
MBO1022	100	x	580	mm	3,9	"	22,8	"	2.000	41x59x11	14,2
MBO1007	150	x	210	mm	5,9	"	8,3	"	2.000	32x43x11	8
MBO1008	150	x	280	mm	5,9	"	11,0	"	2.000	31x57x11	10,5
MBO1009	150	x	320	mm	5,9	"	12,6	"	2.000	37x65x11	11,5
MBO1010	150	x	360	mm	5,9	"	14,2	"	2.000	37x65x11	13
MBO1021	150	x	400	mm	5,9	"	15,7	"	1.200	32x43x11	8,7
MBO1011	200	x	320	mm	7,9	"	12,6	"	1.800	37x65x11	14
MBO1012	200	x	360	mm	7,9	"	14,2	"	1.800	37x65x11	15,8
MBO1013	200	x	420	mm	7,9	"	16,5	"	1.200	41x43x11	12,5
MBO1023	200	X	500	mm	7,9	"	19,7	"	1.200	51x51x11	14,8
MBO1014	250	x	360	mm	9,8	"	14,2	"	1.200	51x43x11	13,5
MBO1015	250	x	420	mm	9,8	"	16,5	"	1.200	51x43x11	15,5
MBO1016	250	x	500	mm	9,8	"	19,7	"	1.200	51x51x11	18,5
MBO1017	300	x	420	mm	11,8	"	16,5	"	600	32x43x11	9,5
MBO1018	300	x	500	mm	11,8	"	19,7	"	600	31x57x11	11
MBO1024	300	x	580	mm	11,8	"	22,8	"	700	41x59x11	14,2
MBO1019	400	x	580	mm	15,7	"	22,8	"	600	41x59x11	17



종이/필름 봉투



종이/필름 삼면밀봉 봉투



종이/필름 롤

종이/필름 삼면밀봉 봉투

코드	크기								상자당 수량	상자 크기	상자 무게				
MBF1202	200	x	55	x	400	mm	7,9	x	2,2	"	15,7	"	600	43x26x23	7

종이/필름 자체실링 봉투

코드	크기								U/Pack	상자당 수량	상자 크기	상자 무게
MBA1080	75	x	200	mm	3,0	"	7,9	"	200	1.200	15x24x17	2,7
MBA1081	90	x	200	mm	3,5	"	7,9	"	200	1.200	28x27x12	4
MBA1082	90	x	230	mm	3,5	"	9,1	"	200	1.200	28x27x12	4,6
MBA1084	100	x	240	mm	3,9	"	9,4	"	200	1.200	31x29x11	4,5
MBA1085	130	x	250	mm	5,1	"	9,8	"	200	1.200	41x29x11	5,8
MBA1086	130	x	330	mm	5,1	"	13,0	"	200	1.200	41x37x11	7,6
MBA1087	140	x	280	mm	5,5	"	11,0	"	200	1.200	43x32x11	7
MBA1088	200	x	330	mm	7,9	"	13,0	"	200	800	41x37x11	7,8
MBA1089	250	x	400	mm	9,8	"	15,7	"	200	800	51x43x11	12
MBA1090	300	x	390	mm	11,8	"	15,4	"	***	400	32x43x11	6,9
MBA1091	300	x	450	mm	11,8	"	17,7	"	***	400	31x49x11	8



종이/필름 자체실링 봉투



자체실링 접착 테이프



종이/필름 삼면밀봉 롤

종이/필름 일반 롤

코드	크기								상자당 수량	상자 크기	상자 무게	
MRP1040	50	mm	x	200	mts	2,0	"	656	Feet	6	31x25x23	6
MRP1041	75	mm	x	200	mts	3,0	"	656	Feet	4	31x25x23	8
MRP1042	100	mm	x	200	mts	3,9	"	656	Feet	4	43x26x23	11
MRP1043	125	mm	x	200	mts	4,9	"	656	Feet	4	43,5x32x23	14
MRP1044	150	mm	x	200	mts	5,9	"	656	Feet	4	43,5x32x23	17
MRP1045	200	mm	x	200	mts	7,9	"	656	Feet	2	43x26x23	11
MRP1046	250	mm	x	200	mts	9,8	"	656	Feet	2	52x28x23	14
MRP1047	300	mm	x	200	mts	11,8	"	656	Feet	2	43,5x32x23	17
MRP1048	400	mm	x	200	mts	15,7	"	656	Feet	1	43x26x23	11

종이/필름 삼면밀봉 롤

코드	크기								상자당 수량	상자 크기	상자 무게	
MRF1060	100 x 40	mm	x	100	mts	3,9 x 1,6	"	328	Feet	4	43x26x23	7
MRF1061	150 x 40	mm	x	100	mts	5,9 x 1,6	"	328	Feet	4	43,5x32x23	11
MRF1062	200 x 60	mm	x	100	mts	7,8 x 2,3	"	328	Feet	2	43x26x23	7
MRF1063	250 x 60	mm	x	100	mts	9,8 x 2,3	"	328	Feet	2	52x28x23	8
MRF1064	300 x 80	mm	x	100	mts	11,8 x 3,1	"	328	Feet	1	31x25x23	6
MRF1065	400 x 80	mm	x	100	mts	15,7 x 3,1	"	328	Feet	1	43x26x23	7

저온 플라즈마(h₂O₂)/EO(에틸렌옥사이드) 포장재

타이벡(Tyvek®)과 투명 플라스틱 필름으로 제작되는 봉투와 롤. 저온 플라즈마 화학처리 출력

(타이벡/필름 일반 봉투)

코드	크기							상자당 수량	상자 크기	상자 무게	
MBT1160	75	x	210	mm	3,0	"	8,3	"	1.000	16x22x15	2,4
MBT1161	100	x	280	mm	3,9	"	11,0	"	1.000	21x29x15	4,1
MBT1162	150	x	320	mm	5,9	"	12,6	"	1.000	31x33x15	7
MBT1163	200	x	420	mm	7,9	"	16,5	"	350	41x43x11	4
MBT1164	250	x	500	mm	9,8	"	19,7	"	350	51x51x11	6
MBT1165	320	x	560	mm	12,6	"	22,0	"	400	41x59x11	11,4
MBT1166	400	x	580	mm	15,7	"	22,8	"	350	41x59x11	11,5

(타이벡/필름 일반 롤)

코드	크기							상자당 수량	상자 크기	상자 무게		
MRT1170	50	mm	x	70	mts	2,0	"	230	Feet	6	31x25x23	3
MRT1171	75	mm	x	70	mts	3,0	"	230	Feet	4	31x25x23	3,5
MRT1172	100	mm	x	70	mts	3,9	"	230	Feet	4	43x26x23	4
MRT1174	150	mm	x	70	mts	5,9	"	230	Feet	4	43,5x32x23	6
MRT1175	200	mm	x	70	mts	7,9	"	230	Feet	2	41x21x22	4,8
MRT1176	250	mm	x	70	mts	9,8	"	230	Feet	2	52x28x23	5
MRT1177	300	mm	x	70	mts	11,8	"	230	Feet	2	43,5x32x23	6
MRT1178	400	mm	x	70	mts	15,7	"	230	Feet	1	43x26x23	4
MRT1179	500	mm	x	70	mts	19,7	"	230	Feet	1	53x26x23	5



타이벡/필름 봉투



봉투 개봉면



타이벡/필름 롤



타이벡/플라즈마 지표

산업용 포장재

자사는 주로 포장기기가 자동화되어 있는 의료용품 제조업체에게 의료용 재지와 필름을 납품하고 있지만, 이러한 상시 재고보유 제품 제조에 대해 보유하고 있는 전문적인 경험과 노하우는 산업용 포장재 공급 시에도 중요한 밑거름이 되고 있습니다.

제품 종류

의료용 재지

PA/PP-PET/PP-PET/PE-PA/PE 필름


타이벡

PB 상품

(타이벡(Tyvek®)은 듀폰(Dupont)이 만든 의료포장재 브랜드임)



BOLSAPLAST, S.L. C. Horta, 22. 08203 Sabadell (Barcelona) ESPAÑA
Tel. +34 937117361 / Fax +34 937122355. Email: medical@bolsaplast.com / Website: www.bolsaplast.com



증기/EO 에틸렌
옥사이드
/ 포르말린 포장재

저온 플라즈마
(H_2O_2)/EO 에틸렌
옥사이드 포장재

산업용 포장재

