



embalagem médica



embalagem médica

Uma embalagem de excelente qualidade para cumprir com os processos de esterilização mais exigentes. Desenvolvida para utilização em Hospitais, Clínicas, Centrais de Esterilização, Centros Veterinários assim como em todo o ambiente médico em geral.

Fabricadas e etiquetadas de acordo com a norma ISO11607-1 (EN-868), incluindo código de barras na etiqueta de cada produto.

Ao mesmo tempo, todos os processos de fabrico e de serviço cumprem os parâmetros estabelecidos na nossa norma interna de qualidade, conforme a norma ISO 9001-2008.

Design e qualidade unem-se neste produto de excelente abertura e peabilidade. A transparência do filme permite ver o conteúdo sem necessidade de abrir a embalagem conferindo ao produto um aspecto atrativo.

Os textos impressos em várias línguas convertem-no em um produto versátil e compreensível para um grande número de utilizadores em diferentes países.

Todos os produtos encontram-se disponíveis em stock no nosso armazém logístico e preparados para serem enviados em 72 horas.

Possibilidade de fabricar medidas especiais a pedido.

○ serviço

○ disponibilidade

○ design

○ peabilidade

○ qualidade

○ versatilidade

embalagens para vapor/oe/formaldeído

Sacos mistos e mangas mistas fabricados com papel de grau médico de 60 g/m² e filme plástico transparente (de cor azul). Impressos com indicadores químicos para Vapor/OE/Formaldeído.

saco misto sem fole papel/filme

Código	Medidas							U/Caixa	Caixa cm	Caixa/KG	
MBO1000	75	x	210	mm	3,0	"	8,3	"	2.500	31x29x11	4,8
MBO1001	75	x	280	mm	3,0	"	11,0	"	2.400	31x29x11	6,5
MBO1003	100	x	200	mm	3,9	"	7,9	"	2.400	41x29x11	5,9
MBO1004	100	x	240	mm	3,9	"	9,4	"	2.400	41x29x11	7
MBO1005	100	x	280	mm	3,9	"	11,0	"	2.400	41x29x11	8,5
MBO1006	100	x	420	mm	3,9	"	16,5	"	2.400	41x43x11	12,5
MBO1020	100	x	550	mm	3,9	"	21,7	"	2.000	41x43x11	13,2
MBO1022	100	x	580	mm	3,9	"	22,8	"	2.000	41x59x11	14,2
MBO1007	150	x	210	mm	5,9	"	8,3	"	2.000	32x43x11	8
MBO1008	150	x	280	mm	5,9	"	11,0	"	2.000	31x57x11	10,5
MBO1009	150	x	320	mm	5,9	"	12,6	"	2.000	37x65x11	11,5
MBO1010	150	x	360	mm	5,9	"	14,2	"	2.000	37x65x11	13
MBO1021	150	x	400	mm	5,9	"	15,7	"	1.200	32x43x11	8,7
MBO1011	200	x	320	mm	7,9	"	12,6	"	1.800	37x65x11	14
MBO1012	200	x	360	mm	7,9	"	14,2	"	1.800	37x65x11	15,8
MBO1013	200	x	420	mm	7,9	"	16,5	"	1.200	41x43x11	12,5
MBO1023	200	X	500	mm	7,9	"	19,7	"	1.200	51x51x11	14,8
MBO1014	250	x	360	mm	9,8	"	14,2	"	1.200	51x43x11	13,5
MBO1015	250	x	420	mm	9,8	"	16,5	"	1.200	51x43x11	15,5
MBO1016	250	x	500	mm	9,8	"	19,7	"	1.200	51x51x11	18,5
MBO1017	300	x	420	mm	11,8	"	16,5	"	600	32x43x11	9,5
MBO1018	300	x	500	mm	11,8	"	19,7	"	600	31x57x11	11
MBO1024	300	x	580	mm	11,8	"	22,8	"	700	41x59x11	14,2
MBO1019	400	x	580	mm	15,7	"	22,8	"	600	41x59x11	17



Saco misto
papel/filme



Saco misto com
fole papel/filme



Manga mista
papel/filme

saco misto com fole papel/filme

Código	Medidas							U/Caixa	Caixa cm	Caixa/KG
MBF1202	200 x 55 x 400	mm	7,9 x 2,2	"	15,7	"	600	43x26x23	7	

saco misto auto-selável papel/filme

Código	Medidas								U/Pack	U/Caixa	Caixa cm	Caixa/KG
MBA1080	75	x	200	mm	3,0	"	7,9	"	200	1.200	15x24x17	2,7
MBA1081	90	x	200	mm	3,5	"	7,9	"	200	1.200	28x27x12	4
MBA1082	90	x	230	mm	3,5	"	9,1	"	200	1.200	28x27x12	4,6
MBA1084	100	x	240	mm	3,9	"	9,4	"	200	1.200	31x29x11	4,5
MBA1085	130	x	250	mm	5,1	"	9,8	"	200	1.200	41x29x11	5,8
MBA1086	130	x	330	mm	5,1	"	13,0	"	200	1.200	41x37x11	7,6
MBA1087	140	x	280	mm	5,5	"	11,0	"	200	1.200	43x32x11	7
MBA1088	200	x	330	mm	7,9	"	13,0	"	200	800	41x37x11	7,8
MBA1089	250	x	400	mm	9,8	"	15,7	"	200	800	51x43x11	12
MBA1090	300	x	390	mm	11,8	"	15,4	"	***	400	32x43x11	6,9
MBA1091	300	x	450	mm	11,8	"	17,7	"	***	400	31x49x11	8



Saco misto auto-selável
papel/filme



Fita adesiva
auto-selável



Manga mista com
fole papel/filme

manga mista sem fole papel/filme

Código	Medidas								U/Caixa	Caixa cm	Caixa/KG	
MRP1040	50	mm	x	200	mts	2,0	"	656	Pés	6	31x25x23	6
MRP1041	75	mm	x	200	mts	3,0	"	656	Pés	4	31x25x23	8
MRP1042	100	mm	x	200	mts	3,9	"	656	Pés	4	43x26x23	11
MRP1043	125	mm	x	200	mts	4,9	"	656	Pés	4	43,5x32x23	14
MRP1044	150	mm	x	200	mts	5,9	"	656	Pés	4	43,5x32x23	17
MRP1045	200	mm	x	200	mts	7,9	"	656	Pés	2	43x26x23	11
MRP1046	250	mm	x	200	mts	9,8	"	656	Pés	2	52x28x23	14
MRP1047	300	mm	x	200	mts	11,8	"	656	Pés	2	43,5x32x23	17
MRP1048	400	mm	x	200	mts	15,7	"	656	Pés	1	43x26x23	11

manga mista com fole papel/filme

Código	Medidas								U/Caixa	Caixa cm	Caixa/KG	
MRF1060	100 x 40	mm	x	100	mts	3,9 x 1,6	"	328	Pés	4	43x26x23	7
MRF1061	150 x 40	mm	x	100	mts	5,9 x 1,6	"	328	Pés	4	43,5x32x23	11
MRF1062	200 x 60	mm	x	100	mts	7,8 x 2,3	"	328	Pés	2	43x26x23	7
MRF1063	250 x 60	mm	x	100	mts	9,8 x 2,3	"	328	Pés	2	52x28x23	8
MRF1064	300 x 80	mm	x	100	mts	11,8 x 3,1	"	328	Pés	1	31x25x23	6
MRF1065	400 x 80	mm	x	100	mts	15,7 x 3,1	"	328	Pés	1	43x26x23	7

embalagens para baixa temperatura - plasma (h₂ o₂) / oe

Sacos mistos e mangas mistas fabricados com Tyvek® e filme plástico transparente. Impressos com indicador químico para Baixa Temperatura

saco misto sem fole tyvek®/filme

Código	Medidas								U/Caixa	Caixa cm	Caixa/KG
MBT1160	75	x	210	mm	3,0	"	8,3	"	1.000	16x22x15	2,4
MBT1161	100	x	280	mm	3,9	"	11,0	"	1.000	21x29x15	4,1
MBT1162	150	x	320	mm	5,9	"	12,6	"	1.000	31x33x15	7
MBT1163	200	x	420	mm	7,9	"	16,5	"	350	41x43x11	4
MBT1164	250	x	500	mm	9,8	"	19,7	"	350	51x51x11	6
MBT1165	320	x	560	mm	12,6	"	22,0	"	400	41x59x11	11,4
MBT1166	400	x	580	mm	15,7	"	22,8	"	350	41x59x11	11,5

manga mista sem fole tyvek®/filme

Código	Medidas								U/Caixa	Caixa cm	Caixa/KG	
MRT1170	50	mm	x	70	mts	2,0	"	230	Pés	6	31x25x23	3
MRT1171	75	mm	x	70	mts	3,0	"	230	Pés	4	31x25x23	3,5
MRT1172	100	mm	x	70	mts	3,9	"	230	Pés	4	43x26x23	4
MRT1174	150	mm	x	70	mts	5,9	"	230	Pés	4	43,5x32x23	6
MRT1175	200	mm	x	70	mts	7,9	"	230	Pés	2	41x21x22	4,8
MRT1176	250	mm	x	70	mts	9,8	"	230	Pés	2	52x28x23	5
MRT1177	300	mm	x	70	mts	11,8	"	230	Pés	2	43,5x32x23	6
MRT1178	400	mm	x	70	mts	15,7	"	230	Pés	1	43x26x23	4
MRT1179	500	mm	x	70	mts	19,7	"	230	Pés	1	53x26x23	5




Saco misto tyvek®/filme



Saco misto abertura



Manga mista tyvek®/filme



Tyvek® indicador plasma

embalagens industriais

Imprimimos papel médico e filme para os fabricantes de produtos médicos que precisam embalar os seus dispositivos em máquina automática. A experiência e o conhecimento dos nossos profissionais no fabrico dos produtos em stock, é uma mais valia quando devemos cumprir as exigências e os requisitos dos nossos clientes industriais.



tipos de produto

- Papel médico.
- Filme pa/pp – pet/pp – pet/pe – pa/pe.
- Tyvek®.
- Marca branca.

(Tyvek® é uma marca registada de DUPONT)



BOLSAPLAST, S.L. C. Horta, 22. 08203 Sabadell (Barcelona) ESPAÑA
Tel. +34 937117361 / Telefax +34 937122355. Email: medical@bolsaplast.com / Website: www.bolsaplast.com



embalagens
vapor/oe/
formaldeído

embalagens
baixa temperatura
plasma (H_2O_2)/oe

embalagens
industriais

