


تعبئة طبية

BOLSAPACK • تعبئة وتغليف للبخار/إ. أ/فورمالديهايد

أكياس ولفائف قابلة للتقشير مصنوعة من ورق طبي من ٦٠ غ/م² وفيلم من البلاستيك الشفاف ملون باللون الأزرق. مطبوعة مع مؤشرات كيميائية للبخار/إ. أ/فورمالديهايد

كيس مسطح من الورق/الفيلم

الرمز	المقاييس		U/صندوق	صندوق/سم	صندوق/كغ
MBO1025	75 x 150 mm	3,0" x 5,9"	2.700	17 x 25 x 17	3.5
MBO1000	75 x 210 mm	3,0" x 8,3"	2.500	31 x 29 x 11	4.5
MBO1001	75 x 280 mm	3,0" x 11,0"	2.400	31 x 29 x 11	6
MBO1003	100 x 200 mm	3,9" x 7,9"	2.400	41 x 29 x 11	6
MBO1004	100 x 240 mm	3,9" x 9,4"	2.400	41 x 29 x 11	7
MBO1005	100 x 280 mm	3,9" x 11,0"	2.400	41 x 29 x 11	8
MBO1026	100 x 300 mm	3,9" x 11,8"	2.500	41 x 43 x 11	9
MBO1006	100 x 420 mm	3,9" x 16,5"	2.400	41 x 43 x 11	12
MBO1022	100 x 580 mm	3,9" x 22,8"	2.000	41 x 59 x 11	14
MBO1007	150 x 210 mm	5,9" x 8,3"	2.000	32 x 43 x 11	7.5
MBO1008	150 x 280 mm	5,9" x 11,0"	2.000	31 x 57 x 11	10
MBO1009	150 x 320 mm	5,9" x 12,6"	2.000	37 x 65 x 11	11.5
MBO1010	150 x 360 mm	5,9" x 14,2"	2.000	37 x 65 x 11	13
MBO1021	150 x 400 mm	5,9" x 15,7"	1.200	32 x 43 x 11	8.5
MBO1011	200 x 320 mm	7,9" x 12,6"	1.800	37 x 65 x 11	13.5
MBO1012	200 x 360 mm	7,9" x 14,2"	1.800	37 x 65 x 11	15
MBO1013	200 x 420 mm	7,9" x 16,5"	1.200	41 x 43 x 11	11.5
MBO1023	200 x 500 mm	7,9" x 19,7"	1.200	41 x 59 x 11	14.8
MBO1014	250 x 360 mm	9,8" x 14,2"	1.200	51 x 51 x 11	13
MBO1015	250 x 420 mm	9,8" x 16,5"	1.200	51 x 51 x 11	15.5
MBO1016	250 x 500 mm	9,8" x 19,7"	1.200	51 x 51 x 11	18
MBO1017	300 x 420 mm	11,8" x 16,5"	600	32 x 43 x 11	9.5
MBO1018	300 x 500 mm	11,8" x 19,7"	600	31 x 57 x 11	10.5
MBO1024	300 x 580 mm	11,8" x 22,8"	700	41 x 59 x 11	14.2
MBO1019	400 x 580 mm	15,7" x 22,8"	600	11 x 59 x 41	16



كيس بوصلة زاوية من الورق/الفيلم

الرمز	المقاييس		U/صندوق	صندوق/سم	صندوق/كغ
MBF1202	200 x 55 x 400 mm	7,9 x 2,2" x 15,7"	600	11 x 43 x 41	7

تعبئة طبية

BOLSAPACK • تعبئة وتغليف للبخار /إ. أ/فورمالديهايد

أكياس ولفائف قابلة للتقشير مصنوعة من ورق طبي من ٦٠ غ/م^٢ وفيلم من البلاستيك الشفاف ملون باللون الأزرق. مطبوعة مع مؤشرات كيميائية للبخار /إ. أ/فورمالديهايد

كيس ذاتي الإغلاق من الورق/الفيلم

الرمز	المقاييس		علبة/U	صندوق/U	صندوق/سم	صندوق/كغ
MBA1080	75 x 200 mm	3,0" x 7,9"	200	1.200	17 x 24,5 x 17	2.7
MBA1081	90 x 200 mm	3,5" x 7,9"	200	1.200	21,5 x 27,5 x 17	4
MBA1082	90 x 230 mm	3,5" x 9,1"	200	1.200	21,5 x 27,5 x 17	4.6
MBA1084	100 x 240 mm	3,9" x 9,4"	200	1.200	23 x 29 x 17	4.5
MBA1085	130 x 250 mm	5,1" x 9,8"	200	1.200	28 x 29,5 x 17	6
MBA1086	130 x 330 mm	5,1" x 13,0"	200	1.200	28 x 37,5 x 17	7.6
MBA1087	140 x 280 mm	5,5" x 11,0"	200	1.200	30 x 32,5 x 17	7
MBA1088	200 x 330 mm	7,9" x 13,0"	200	800	42 x 37,5 x 12	7.5
MBA1089	250 x 400 mm	9,8" x 15,7"	200	800	52 x 44,5 x 12	11
MBA1090	300 x 390 mm	11,8" x 15,4"	***	400	32 x 43 x 11	6.9
MBA1091	300 x 450 mm	11,8" x 17,7"	***	400	31 x 50 x 11	7



كيس ذاتي الإغلاق من الورق/الفيلم



ذاتي الإغلاق - شريط لاصق



لفة بوصلة زاوية من الورق/الفيلم

لفة مسطحة من الورق/الفيلم

الرمز	المقاييس		صندوق/U	صندوق/سم	صندوق/كغ
MRP1040	50 mm x 200 m	حندق 656 x 2,0"	6	22.5 x 25 x 31	7.5
MRP1041	75 mm x 200 m	حندق 656 x 3,0"	4	22.5 x 25 x 31	7.5
MRP1042	100 mm x 200 m	حندق 656 x 3,9"	4	22.5 x 26 x 43	10
MRP1043	125 mm x 200 m	حندق 656 x 4,9"	4	22.5 x 32 x 43.5	12
MRP1044	150 mm x 200 m	حندق 656 x 5,9"	4	22.5 x 32 x 43.5	14
MRP1045	200 mm x 200 m	حندق 656 x 7,9"	2	22.5 x 26 x 43	9.5
MRP1046	250 mm x 200 m	حندق 656 x 9,8"	2	22.5 x 26 x 43	11.5
MRP1047	300 mm x 200 m	حندق 656 x 11,8"	2	22.5 x 3 x 43.5	14
MRP1050	350 mm x 200 m	حندق 656 x 13,8"	1	22 x 21 x 41	8.5
MRP1048	400 mm x 200 m	حندق 656 x 15,7"	1	22 x 21 x 41	9.5
MRP10491	500 mm x 100 m	حندق 328 x 19,7"	1	18 x 18 x 52	6

لفة بوصلة زاوية من الورق/الفيلم

الرمز	المقاييس		صندوق/U	صندوق سم	صندوق/كغ
MRF1059	75 x 25 mm x 100 m	حندق 328 x 1,6" x 3,9	4	31 x 25 x 22,5	5
MRF1060	100 x 40 mm x 100 m	حندق 328 x 1,6" x 3,9	4	43 x 26 x 22,5	7
MRF1061	150 x 40 mm x 100 m	حندق 328 x 1,6" x 5,9	4	43,5 x 32 x 22,5	9.5
MRF1062	200 x 60 mm x 100 m	حندق 328 x 2,3" x 7,8	2	43 x 26 x 22,5	6.5
MRF1063	250 x 60 mm x 100 m	حندق 328 x 2,3" x 9,8	2	43 x 26 x 22,5	7.5
MRF1064	300 x 80 mm x 100 m	حندق 328 x 3,1" x 11,8	1	31 x 25 x 22,5	5
MRF1065	400 x 80 mm x 100 m	حندق 328 x 3,1" x 15,7	1	41 x 21 x 22	6

تعبئة طبية

BOLSAPACK • تعبئة وتغليف لدرجات حرارة البلازما المنخفضة (الماء)/أ. إ
أكياس ولفائف مصنعة من Tyvek® وفيلم بلاستيكي شفاف. مطبوعة مع مؤشرات كيميائية لدرجات الحرارة المنخفضة.

كيس مسطح TYVEK®/فيلم

الرمز	المقاييس		U/صندوق	صندوق سم	صندوق/كغ
MBT1160	75 x 210 mm	3,0" x 8,3"	1.000	16 x 22 x 15	2.4
MBT1161	100 x 280 mm	3,9" x 11,0"	1.000	16 x 22 x 15	4.1
MBT1162	150 x 320 mm	5,9" x 12,6"	1.000	31 x 33 x 15	7
MBT1163	200 x 420 mm	7,9" x 16,5"	350	43 x 21 x 11	4
MBT1164	250 x 500 mm	9,8" x 19,7"	350	28 x 60 x 12	6.5
MBT1165	320 x 560 mm	12,6" x 22,0"	400	41 x 59 x 11	10.5

لفة مسطحة TYVEK®/فيلم

الرمز	المقاييس		U/صندوق	صندوق سم	صندوق/كغ
MRT1171	75 mm x 70 m	حديقة 230 x 3,0"	4	31 x 25 x 22,5	3.5
MRT1172	100 mm x 70 m	حديقة 230 x 3,9"	4	41 x 21 x 22	4.5
MRT1174	150 mm x 70 m	حديقة 230 x 5,9"	4	37 x 34,0 x 21,5	6.5
MRT1175	200 mm x 70 m	حديقة 230 x 7,9"	2	41 x 21 x 22	4.5
MRT1176	250 mm x 70 m	حديقة 230 x 9,8"	2	43 x 26 x 22,5	6.0
MRT1177	300 mm x 70 m	حديقة 230 x 11,8"	2	37 x 21 x 34	6.0
MRT1180	350 mm x 70 m	حديقة 230 x 13,8"	1	41 x 21,8 x 23	3.6
MRT1178	400 mm x 70 m	حديقة 230 x 15,7"	1	41 x 21 x 22	4.5
MRT1179	500 mm x 70 m	حديقة 230 x 19,7"	1	52,5 x 18 x 18	6.0



كيس Tyvek®/فيلم



كيس قحمة



لفة Tyvek®/فيلم



مؤشر بلازما Tyvek®

تعبئة وتغليف صناعي

نقوم بطباعة الورق الطبي والأفلام لمصنعي المواد الصحية الذين يحتاجون إلى تعبئة وتغليف منتجاتهم في آلة أوتوماتيكية. تجربة ومعرفة مهنينا في تصنيع المنتجات الموجودة هو قيمة مضافة عندما يجب علينا تلبية مطالب ومتطلبات عملائنا الصناعية.

- أنواع المنتجات
- ورق طبي
- فيلم pa/pp, pet/pp, pet/pe, pa/pe
- Tyvek®
- العلامة التجارية للمتجر

(Tyvek® هي علامة تجارية تابعة لـ DUPONT)