

Obaly pro zdravotnictví



Obaly pro zdravotnictví

Obalové materiály nejvyšší kvality, vhodné i pro ty nejnáročnější sterilizační procesy. Určeno pro použití v nemocnicích, klinikách, sterilizačních centrech, veterinárních klinikách a v jiných zdravotnických zařízeních.

Vyrobeno a označeno dle nařízení ISO11607-1 (EN-868), včetně čárových kódů na štítcích produktů.

Výrobní a servisní postupy jsou ve shodě s ISO 9001-2008.

Tyto produkty díky svému designu a kvalitě umožňují snadné odloupení a otevření obalu. Průhledná folie umožňuje prohlédnout produkt bez nutnosti otevření balení a umocňuje jeho atraktivní vzhled.

Dokumenty jsou tištěny v několika jazycích, což usnadňuje propagaci, prodej a použití produktů v mnoha zemích.

Všechny produkty jsou skladem a jsou připraveny k expedici do celého světa během 72 hodin.

Speciální velikosti je možné vyrobit na zakázku.

- Kvalita
- Dostupnost
- Design
- Odlupovací obaly
- Servis
- Všestrannost

Obaly pro parní /eo/ formaldehydovou sterilizaci

Sáčky a role, vyrobené z medicínálního papíru 60 g/m² a plastové folie (modré). na obalech jsou vytištěny indikátory pro parní /eo/formaldehydovou sterilizaci.

Papíroplastikové sáčky ploché

Kód	Velikosti								Ks/krabici	Rozměry krabice (cm)	Hmotnost krabice (Kg)
MBO1000	75	x	210	mm	3,0	"	8,3	"	2.500	31x29x11	4,8
MBO1001	75	x	280	mm	3,0	"	11,0	"	2.400	31x29x11	6,5
MBO1003	100	x	200	mm	3,9	"	7,9	"	2.400	41x29x11	5,9
MBO1004	100	x	240	mm	3,9	"	9,4	"	2.400	41x29x11	7
MBO1005	100	x	280	mm	3,9	"	11,0	"	2.400	41x29x11	8,5
MBO1006	100	x	420	mm	3,9	"	16,5	"	2.400	41x43x11	12,5
MBO1020	100	x	550	mm	3,9	"	21,7	"	2.000	41x43x11	13,2
MBO1022	100	x	580	mm	3,9	"	22,8	"	2.000	41x59x11	14,2
MBO1007	150	x	210	mm	5,9	"	8,3	"	2.000	32x43x11	8
MBO1008	150	x	280	mm	5,9	"	11,0	"	2.000	31x57x11	10,5
MBO1009	150	x	320	mm	5,9	"	12,6	"	2.000	37x65x11	11,5
MBO1010	150	x	360	mm	5,9	"	14,2	"	2.000	37x65x11	13
MBO1021	150	x	400	mm	5,9	"	15,7	"	1.200	32x43x11	8,7
MBO1011	200	x	320	mm	7,9	"	12,6	"	1.800	37x65x11	14
MBO1012	200	x	360	mm	7,9	"	14,2	"	1.800	37x65x11	15,8
MBO1013	200	x	420	mm	7,9	"	16,5	"	1.200	41x43x11	12,5
MBO1023	200	X	500	mm	7,9	"	19,7	"	1.200	51x51x11	14,8
MBO1014	250	x	360	mm	9,8	"	14,2	"	1.200	51x43x11	13,5
MBO1015	250	x	420	mm	9,8	"	16,5	"	1.200	51x43x11	15,5
MBO1016	250	x	500	mm	9,8	"	19,7	"	1.200	51x51x11	18,5
MBO1017	300	x	420	mm	11,8	"	16,5	"	600	32x43x11	9,5
MBO1018	300	x	500	mm	11,8	"	19,7	"	600	31x57x11	11
MBO1024	300	x	580	mm	11,8	"	22,8	"	700	41x59x11	14,2
MBO1019	400	x	580	mm	15,7	"	22,8	"	600	41x59x11	17



Papíroplastikový sáček plochý



Papíroplastikový sáček skládaný



Papíroplastiková role plochá

Papíroplastikové sáčky skládané

Code	Sizes							U/Box	Box cm	Box/KG
MBF1202	200 x 55 x 400	mm	7,9 x 2,2	"	15,7	"	600	43x26x23	7	

Papíroplastikové sáčky samolepící

Kód	Velikosti								Ks/balení	Ks/krabici	Rozměry krabice (cm)	Hmotnost krabice (Kg)
	75	x	200	mm	3,0	"	7,9	"				
MBA1080	75	x	200	mm	3,0	"	7,9	"	200	1.200	15x24x17	2,7
MBA1081	90	x	200	mm	3,5	"	7,9	"	200	1.200	28x27x12	4
MBA1082	90	x	230	mm	3,5	"	9,1	"	200	1.200	28x27x12	4,6
MBA1084	100	x	240	mm	3,9	"	9,4	"	200	1.200	31x29x11	4,5
MBA1085	130	x	250	mm	5,1	"	9,8	"	200	1.200	41x29x11	5,8
MBA1086	130	x	330	mm	5,1	"	13,0	"	200	1.200	41x37x11	7,6
MBA1087	140	x	280	mm	5,5	"	11,0	"	200	1.200	43x32x11	7
MBA1088	200	x	330	mm	7,9	"	13,0	"	200	800	41x37x11	7,8
MBA1089	250	x	400	mm	9,8	"	15,7	"	200	800	51x43x11	12
MBA1090	300	x	390	mm	11,8	"	15,4	"	***	400	32x43x11	6,9
MBA1091	300	x	450	mm	11,8	"	17,7	"	***	400	31x49x11	8



Papíroplastikový sáček samolepící



Samotěsnící páska



Papíroplastiková role skládaná

Papíroplastiková role plochá

Kód	Velikosti								Ks/krabici	Rozměry krabice (cm)	Hmotnost krabice (kg)	
	50	mm	x	200	mts	2,0	"	656				
MRP1040	50	mm	x	200	mts	2,0	"	656	Feet	6	31x25x23	6
MRP1041	75	mm	x	200	mts	3,0	"	656	Feet	4	31x25x23	8
MRP1042	100	mm	x	200	mts	3,9	"	656	Feet	4	43x26x23	11
MRP1043	125	mm	x	200	mts	4,9	"	656	Feet	4	43,5x32x23	14
MRP1044	150	mm	x	200	mts	5,9	"	656	Feet	4	43,5x32x23	17
MRP1045	200	mm	x	200	mts	7,9	"	656	Feet	2	43x26x23	11
MRP1046	250	mm	x	200	mts	9,8	"	656	Feet	2	52x28x23	14
MRP1047	300	mm	x	200	mts	11,8	"	656	Feet	2	43,5x32x23	17
MRP1048	400	mm	x	200	mts	15,7	"	656	Feet	1	43x26x23	11

Papíroplastiková role skládaná

Kód	Velikosti								Ks/krabici	Rozměry krabice (cm)	Hmotnost krabice (kg)	
	100 x 40	mm	x	100	mts	3,9 x 1,6	"	328				
MRF1060	100 x 40	mm	x	100	mts	3,9 x 1,6	"	328	Feet	4	43x26x23	7
MRF1061	150 x 40	mm	x	100	mts	5,9 x 1,6	"	328	Feet	4	43,5x32x23	11
MRF1062	200 x 60	mm	x	100	mts	7,8 x 2,3	"	328	Feet	2	43x26x23	7
MRF1063	250 x 60	mm	x	100	mts	9,8 x 2,3	"	328	Feet	2	52x28x23	8
MRF1064	300 x 80	mm	x	100	mts	11,8 x 3,1	"	328	Feet	1	31x25x23	6
MRF1065	400 x 80	mm	x	100	mts	15,7 x 3,1	"	328	Feet	1	43x26x23	7

Obaly pro nízkoteplotní plazmovou (H2O2) sterilizaci

Sáčky a role, vyrobené z folie Tyvek® a plastové folie (průhledné). Na obalech je vytištěn indikátor pro nízkoteplotní sterilizaci.

Tyvek®/plastikové sáčky ploché

Kód	Velikosti								Ks/krabici	Rozměry krabice (cm)	Hmotnost krabice (kg)
MBT1160	75	x	210	mm	3,0	"	8,3	"	1.000	16x22x15	2,4
MBT1161	100	x	280	mm	3,9	"	11,0	"	1.000	21x29x15	4,1
MBT1162	150	x	320	mm	5,9	"	12,6	"	1.000	31x33x15	7
MBT1163	200	x	420	mm	7,9	"	16,5	"	350	41x43x11	4
MBT1164	250	x	500	mm	9,8	"	19,7	"	350	51x51x11	6
MBT1165	320	x	560	mm	12,6	"	22,0	"	400	41x59x11	11,4
MBT1166	400	x	580	mm	15,7	"	22,8	"	350	41x59x11	11,5

Tyvek®/plastikové role ploché

Kód	Velikosti								Ks/krabici	Rozměry krabice (cm)	Hmotnost krabice (kg)	
MRT1170	50	mm	x	70	mts	2,0	"	230	Feet	6	31x25x23	3
MRT1171	75	mm	x	70	mts	3,0	"	230	Feet	4	31x25x23	3,5
MRT1172	100	mm	x	70	mts	3,9	"	230	Feet	4	43x26x23	4
MRT1174	150	mm	x	70	mts	5,9	"	230	Feet	4	43,5x32x23	6
MRT1175	200	mm	x	70	mts	7,9	"	230	Feet	2	41x21x22	4,8
MRT1176	250	mm	x	70	mts	9,8	"	230	Feet	2	52x28x23	5
MRT1177	300	mm	x	70	mts	11,8	"	230	Feet	2	43,5x32x23	6
MRT1178	400	mm	x	70	mts	15,7	"	230	Feet	1	43x26x23	4
MRT1179	500	mm	x	70	mts	19,7	"	230	Feet	1	53x26x23	5




Tyvek®/plastikový sáček



Instrukce k otevření obalu



Tyvek®/plastiková role



Tyvek® – indikátor pro plazmu

Průmyslové obaly

Přestože se naše výroba zaměřuje hlavně na dodávky skladových produktů, provádíme rovněž potisk medicínálních papírů a folií do baličích strojů pro výrobu zdravotnických potřeb. Naše zkušenosti a znalosti nám umožňují dodávat průmyslovým výrobcům obalové materiály, které přesně vyhovují jejich potřebám.


Produkty

- Medicínální papír.
- Folie PA/PP, PET/PP, PET/PE, PA/PE
- Tyvek®.
- Privátní značka.

(Tyvek® je registrovaná ochranná známka firmy DUPONT)



BOLSAPLAST, S.L. C. Horta, 22. 08203 Sabadell (Barcelona) ŠPANĚLSKO
Tel. +34 937117361 / Fax +34 937122355. Email: medical@bolsaplast.com / Website: www.bolsaplast.com



Obaly pro parní /EO/
formaldehydovou
sterilizaci

Obaly pro
nizkoteplotní
plazmovou (H₂O₂)
sterilizaci

Průmyslové obaly

