



# imballaggio medico



**bolsaplast**medical



# imballaggio medico

Un imballaggio di eccellente qualità per soddisfare tutti i processi di sterilizzazione più esigenti. Sviluppato per uso in Ospedali, Cliniche, Centrali di sterilizzazione, Centri Veterinari così come ambienti medici in generale.

Fabbricato e etichettato secondo la norma ISO11607-1 (EN-868), includendo codici a barre nell'etichetta di ogni prodotto.

In questo modo, tutti i processi di fabbricazione e servizio soddisfano i parametri stabiliti dalla nostra normativa interna di qualità, conforme alla norma ISO 9001-2008.

Design e qualità si uniscono in questo prodotto di eccellente apertura e pelabilità. La trasparenza del film, permette di vedere il contenuto senza necessità di aprire la confezione e dona al prodotto all'interno, un particolare fascino.

I testi stampati in varie lingue, lo rendono un prodotto versatile e comprensibile per un gran numero di utenti in differenti paesi.

Tutti i nostri prodotti sono disponibili in stock nel nostro magazzino logistico, pronti per essere consegnati in 72 ore.

Possibilità di fabbricare misure speciali, secondo richiesta.

- servizio
- disponibilità
- design
- pelabilità
- qualità
- versatilità

# imballaggi per vapore/ossido etilene/formaldeide

Buste e rotoli pelabili fabbricati con carta medica di 60 g/m<sup>2</sup> e film plastico trasparente, di colore azzurro. Stampato con indicatori chimici per vapore/ossido etilene/formaldeide.

## busta piatta carta/film plastico

Codice	Misure							U/Confezione	Scatola cm	Scatola/KG	
MBO1000	75	x	210	mm	3,0	"	8,3	"	2.500	31x29x11	4,8
MBO1001	75	x	280	mm	3,0	"	11,0	"	2.400	31x29x11	6,5
MBO1003	100	x	200	mm	3,9	"	7,9	"	2.400	41x29x11	5,9
MBO1004	100	x	240	mm	3,9	"	9,4	"	2.400	41x29x11	7
MBO1005	100	x	280	mm	3,9	"	11,0	"	2.400	41x29x11	8,5
MBO1006	100	x	420	mm	3,9	"	16,5	"	2.400	41x43x11	12,5
MBO1020	100	x	550	mm	3,9	"	21,7	"	2.000	41x43x11	13,2
MBO1022	100	x	580	mm	3,9	"	22,8	"	2.000	41x59x11	14,2
MBO1007	150	x	210	mm	5,9	"	8,3	"	2.000	32x43x11	8
MBO1008	150	x	280	mm	5,9	"	11,0	"	2.000	31x57x11	10,5
MBO1009	150	x	320	mm	5,9	"	12,6	"	2.000	37x65x11	11,5
MBO1010	150	x	360	mm	5,9	"	14,2	"	2.000	37x65x11	13
MBO1021	150	x	400	mm	5,9	"	15,7	"	1.200	32x43x11	8,7
MBO1011	200	x	320	mm	7,9	"	12,6	"	1.800	37x65x11	14
MBO1012	200	x	360	mm	7,9	"	14,2	"	1.800	37x65x11	15,8
MBO1013	200	x	420	mm	7,9	"	16,5	"	1.200	41x43x11	12,5
MBO1023	200	X	500	mm	7,9	"	19,7	"	1.200	51x51x11	14,8
MBO1014	250	x	360	mm	9,8	"	14,2	"	1.200	51x43x11	13,5
MBO1015	250	x	420	mm	9,8	"	16,5	"	1.200	51x43x11	15,5
MBO1016	250	x	500	mm	9,8	"	19,7	"	1.200	51x51x11	18,5
MBO1017	300	x	420	mm	11,8	"	16,5	"	600	32x43x11	9,5
MBO1018	300	x	500	mm	11,8	"	19,7	"	600	31x57x11	11
MBO1024	300	x	580	mm	11,8	"	22,8	"	700	41x59x11	14,2
MBO1019	400	x	580	mm	15,7	"	22,8	"	600	41x59x11	17



Busta carta/film plastico



Busta a soffietto carta/film plastico



Rotolo carta/film plastico

## busta a soffietto carta/film plastico

Codice	Misure							U/U/Confezione	Scatola cm	Scatola /KG
MBF1202	200 x 55 x 400	mm	7,9 x 2,2	"	15,7	"	600	43x26x23	7	

## busta autosigillante carta/film plastico

Codice	Misure								U/Confezione	U/ Scatola	Scatola cm	Scatola /KG
MBA1080	75	x	200	mm	3,0	"	7,9	"	200	1.200	15x24x17	2,7
MBA1081	90	x	200	mm	3,5	"	7,9	"	200	1.200	28x27x12	4
MBA1082	90	x	230	mm	3,5	"	9,1	"	200	1.200	28x27x12	4,6
MBA1084	100	x	240	mm	3,9	"	9,4	"	200	1.200	31x29x11	4,5
MBA1085	130	x	250	mm	5,1	"	9,8	"	200	1.200	41x29x11	5,8
MBA1086	130	x	330	mm	5,1	"	13,0	"	200	1.200	41x37x11	7,6
MBA1087	140	x	280	mm	5,5	"	11,0	"	200	1.200	43x32x11	7
MBA1088	200	x	330	mm	7,9	"	13,0	"	200	800	41x37x11	7,8
MBA1089	250	x	400	mm	9,8	"	15,7	"	200	800	51x43x11	12
MBA1090	300	x	390	mm	11,8	"	15,4	"	***	400	32x43x11	6,9
MBA1091	300	x	450	mm	11,8	"	17,7	"	***	400	31x49x11	8



Busta autosigillante  
carta/film plastico



Nastro  
autosigillante



Rotolo a soffietto  
carta/film plastico

## rotolo piatto carta/film plastico

Codice	Misure								U/Confezione	Scatola cm	Scatola /KG	
MRP1040	50	mm	x	200	mts	2,0	"	656	Pies	6	31x25x23	6
MRP1041	75	mm	x	200	mts	3,0	"	656	Pies	4	31x25x23	8
MRP1042	100	mm	x	200	mts	3,9	"	656	Pies	4	43x26x23	11
MRP1043	125	mm	x	200	mts	4,9	"	656	Pies	4	43,5x32x23	14
MRP1044	150	mm	x	200	mts	5,9	"	656	Pies	4	43,5x32x23	17
MRP1045	200	mm	x	200	mts	7,9	"	656	Pies	2	43x26x23	11
MRP1046	250	mm	x	200	mts	9,8	"	656	Pies	2	52x28x23	14
MRP1047	300	mm	x	200	mts	11,8	"	656	Pies	2	43,5x32x23	17
MRP1048	400	mm	x	200	mts	15,7	"	656	Pies	1	43x26x23	11

## rotolo a soffietto carta/film plastico

Codice	Misure								U/Confezione	Scatola cm	Scatola /KG	
MRF1060	100 x 40	mm	x	100	mts	3,9 x 1,6	"	328	Pies	4	43x26x23	7
MRF1061	150 x 40	mm	x	100	mts	5,9 x 1,6	"	328	Pies	4	43,5x32x23	11
MRF1062	200 x 60	mm	x	100	mts	7,8 x 2,3	"	328	Pies	2	43x26x23	7
MRF1063	250 x 60	mm	x	100	mts	9,8 x 2,3	"	328	Pies	2	52x28x23	8
MRF1064	300 x 80	mm	x	100	mts	11,8 x 3,1	"	328	Pies	1	31x25x23	6
MRF1065	400 x 80	mm	x	100	mts	15,7 x 3,1	"	328	Pies	1	43x26x23	7

# imballaggi per bassa temperatura – plasma (h<sub>2</sub> o<sub>2</sub>)/ ossido etilene

Buste e rotoli fabbricati con Tyvek® e film plastico trasparente. Stampato con indicatori chimici per Bassa Temperatura.

## busta piatta tyvek®/film plastico

Codice	Misura								U/Confezione	Scatola cm	Scatola /KG
MBT1160	75	x	210	mm	3,0	“	8,3	“	1.000	16x22x15	2,4
MBT1161	100	x	280	mm	3,9	“	11,0	“	1.000	21x29x15	4,1
MBT1162	150	x	320	mm	5,9	“	12,6	“	1.000	31x33x15	7
MBT1163	200	x	420	mm	7,9	“	16,5	“	350	41x43x11	4
MBT1164	250	x	500	mm	9,8	“	19,7	“	350	51x51x11	6
MBT1165	320	x	560	mm	12,6	“	22,0	“	400	41x59x11	11,4
MBT1166	400	x	580	mm	15,7	“	22,8	“	350	41x59x11	11,5

## rotolo piatto tyvek®/film plastico

Codice	Misura								U/Confezione	Scatola cm	Scatola /KG	
MRT1170	50	mm	x	70	mts	2,0	“	230	Pies	6	31x25x23	3
MRT1171	75	mm	x	70	mts	3,0	“	230	Pies	4	31x25x23	3,5
MRT1172	100	mm	x	70	mts	3,9	“	230	Pies	4	43x26x23	4
MRT1174	150	mm	x	70	mts	5,9	“	230	Pies	4	43,5x32x23	6
MRT1175	200	mm	x	70	mts	7,9	“	230	Pies	2	41x21x22	4,8
MRT1176	250	mm	x	70	mts	9,8	“	230	Pies	2	52x28x23	5
MRT1177	300	mm	x	70	mts	11,8	“	230	Pies	2	43,5x32x23	6
MRT1178	400	mm	x	70	mts	15,7	“	230	Pies	1	43x26x23	4
MRT1179	500	mm	x	70	mts	19,7	“	230	Pies	1	53x26x23	5




Busta Tyvek®/  
Film plastico



Apertura busta



Rotolo Tyvek®/  
Film plastico



Tyvek® indicatore plasma

## imballaggi industriali

Stampiamo carta medica e film plastico per i fabbricanti di materiale sanitario, che hanno bisogno di confezionare i loro prodotti in macchina automatica. L'esperienza e la conoscenza dei nostri professionisti della fabbricazione dei prodotti in stock, è un valore aggiunto quando dobbiamo soddisfare le esigenze e le richieste dei nostri clienti industriali.

### tipi di prodotto

- Carta medica
- Film plastico Pa/pp, pet/pp, pa/pe
- Tyvek®
- Etichetta bianca

(Tyvek® è un marchio registrato di DUPONT)



BOLSAPLAST, S.L. C. Horta, 22. 08203 Sabadell (Barcelona) ESPAÑA  
Tel. +34 937117361 / Telefax +34 937122355. Email: [medical@bolsaplast.com](mailto:medical@bolsaplast.com) / Website: [www.bolsaplast.com](http://www.bolsaplast.com)



Imballaggio  
vapore/ossido  
etilene/  
formaldeide

Imballaggio  
bassa temperatura  
plasma ( $\text{H}_2\text{O}_2$ )/  
ossido etilene

Imballaggi  
industriali

