


醫療包裝



医療包装

緊急の滅菌行程を果たすための優れた品質での包装です。病院、医院、滅菌センター、医センター、そして医療環境にて使用できるよう設計されました。

製品ラベルのバーコードも含め、ISO11607-1(EN-868)に沿って製造されています。同時に、製造工程やサービスはISO9001-2008に準拠しております。

デザインと品質がこの製品ではミックスされていて、素晴らしい剥離性と簡単な開きを提供しています。包装材の透明性により、開封の必要なく滅菌物を見ることができ、内側の滅菌物に魅力的に見えます。

いくつもの言語にて印刷されているため、扱いが容易で多くの市場ユーザーへと販売することができます。

我々の製品全てはストックされており、72時間以内に出荷することができます。

特別なサイズもリクエストにより製造可能です。

- サービス
- 利用性
- デザイン
- 剥離性
- 品質
- 多用途性

蒸/酸化エチレンガス/ホルムアルデヒド用包装

ポーチとロールは60 g/m²の医療紙とプラスチックフィルム（青色のもの）で製造されています。
蒸/酸化エチレンガス/ホルムアルデヒド用のインジケータは包装に印刷されています。

ペーパー/フィルム フラットバッグ

型式	サイズ								U/Box	Box cm	Box/KG
MBO1000	75	x	210	mm	3,0	"	8,3	"	2.500	31x29x11	4,8
MBO1001	75	x	280	mm	3,0	"	11,0	"	2.400	31x29x11	6,5
MBO1003	100	x	200	mm	3,9	"	7,9	"	2.400	41x29x11	5,9
MBO1004	100	x	240	mm	3,9	"	9,4	"	2.400	41x29x11	7
MBO1005	100	x	280	mm	3,9	"	11,0	"	2.400	41x29x11	8,5
MBO1006	100	x	420	mm	3,9	"	16,5	"	2.400	41x43x11	12,5
MBO1020	100	x	550	mm	3,9	"	21,7	"	2.000	41x43x11	13,2
MBO1022	100	x	580	mm	3,9	"	22,8	"	2.000	41x59x11	14,2
MBO1007	150	x	210	mm	5,9	"	8,3	"	2.000	32x43x11	8
MBO1008	150	x	280	mm	5,9	"	11,0	"	2.000	31x57x11	10,5
MBO1009	150	x	320	mm	5,9	"	12,6	"	2.000	37x65x11	11,5
MBO1010	150	x	360	mm	5,9	"	14,2	"	2.000	37x65x11	13
MBO1021	150	x	400	mm	5,9	"	15,7	"	1.200	32x43x11	8,7
MBO1011	200	x	320	mm	7,9	"	12,6	"	1.800	37x65x11	14
MBO1012	200	x	360	mm	7,9	"	14,2	"	1.800	37x65x11	15,8
MBO1013	200	x	420	mm	7,9	"	16,5	"	1.200	41x43x11	12,5
MBO1023	200	x	500	mm	7,9	"	19,7	"	1.200	51x51x11	14,8
MBO1014	250	x	360	mm	9,8	"	14,2	"	1.200	51x43x11	13,5
MBO1015	250	x	420	mm	9,8	"	16,5	"	1.200	51x43x11	15,5
MBO1016	250	x	500	mm	9,8	"	19,7	"	1.200	51x51x11	18,5
MBO1017	300	x	420	mm	11,8	"	16,5	"	600	32x43x11	9,5
MBO1018	300	x	500	mm	11,8	"	19,7	"	600	31x57x11	11
MBO1024	300	x	580	mm	11,8	"	22,8	"	700	41x59x11	14,2
MBO1019	400	x	580	mm	15,7	"	22,8	"	600	41x59x11	17



ペーパー/フィルム フラットバッグ



ペーパー/フィルム ガセットバッグ



ペーパー/フィルム フラットロール

ペーパー/フィルム ガセットバッグ

型式	サイズ								U/Box	Box cm	Box/KG				
MBF1202	200	x	55	x	400	mm	7,9	x	2,2	"	15,7	"	600	43x26x23	7

ペーパー/フィルム ガセットバッグ

型式	サイズ								U/Pack	U/Box	Box cm	Box/KG
MBA1080	75	x	200	mm	3,0	"	7,9	"	200	1.200	15x24x17	2,7
MBA1081	90	x	200	mm	3,5	"	7,9	"	200	1.200	28x27x12	4
MBA1082	90	x	230	mm	3,5	"	9,1	"	200	1.200	28x27x12	4,6
MBA1084	100	x	240	mm	3,9	"	9,4	"	200	1.200	31x29x11	4,5
MBA1085	130	x	250	mm	5,1	"	9,8	"	200	1.200	41x29x11	5,8
MBA1086	130	x	330	mm	5,1	"	13,0	"	200	1.200	41x37x11	7,6
MBA1087	140	x	280	mm	5,5	"	11,0	"	200	1.200	43x32x11	7
MBA1088	200	x	330	mm	7,9	"	13,0	"	200	800	41x37x11	7,8
MBA1089	250	x	400	mm	9,8	"	15,7	"	200	800	51x43x11	12
MBA1090	300	x	390	mm	11,8	"	15,4	"	***	400	32x43x11	6,9
MBA1091	300	x	450	mm	11,8	"	17,7	"	***	400	31x49x11	8



ペーパー/フィルム セルフシーリング
バッグ



セルフシーリングテープ



ペーパー/フィルム ガセットバッグ

ペーパー/フィルム フラットロール

型式	サイズ								U/Box	Box cm	Box/KG	
MRP1040	50	mm	x	200	mts	2,0	"	656	Feet	6	31x25x23	6
MRP1041	75	mm	x	200	mts	3,0	"	656	Feet	4	31x25x23	8
MRP1042	100	mm	x	200	mts	3,9	"	656	Feet	4	43x26x23	11
MRP1043	125	mm	x	200	mts	4,9	"	656	Feet	4	43,5x32x23	14
MRP1044	150	mm	x	200	mts	5,9	"	656	Feet	4	43,5x32x23	17
MRP1045	200	mm	x	200	mts	7,9	"	656	Feet	2	43x26x23	11
MRP1046	250	mm	x	200	mts	9,8	"	656	Feet	2	52x28x23	14
MRP1047	300	mm	x	200	mts	11,8	"	656	Feet	2	43,5x32x23	17
MRP1048	400	mm	x	200	mts	15,7	"	656	Feet	1	43x26x23	11

ペーパー/フィルム ガセットロール

型式	サイズ								U/Box	Box cm	Box/KG	
MRF1060	100 x 40	mm	x	100	mts	3,9 x 1,6	"	328	Feet	4	43x26x23	7
MRF1061	150 x 40	mm	x	100	mts	5,9 x 1,6	"	328	Feet	4	43,5x32x23	11
MRF1062	200 x 60	mm	x	100	mts	7,8 x 2,3	"	328	Feet	2	43x26x23	7
MRF1063	250 x 60	mm	x	100	mts	9,8 x 2,3	"	328	Feet	2	52x28x23	8
MRF1064	300 x 80	mm	x	100	mts	11,8 x 3,1	"	328	Feet	1	31x25x23	6
MRF1065	400 x 80	mm	x	100	mts	15,7 x 3,1	"	328	Feet	1	43x26x23	7

低温プラズマ (H2O2) /酸化エチレンガス用包装

ポーチとロール、また透明なプラスチックフィルムはTyvek®と共に製造されました。低温用インジケータは包装に印刷されています。

TYVEK®/フィルムフラットバッグ

型式	サイズ								U/Box	Box cm	Box/KG
MBT1160	75	x	210	mm	3,0	"	8,3	"	1.000	16x22x15	2,4
MBT1161	100	x	280	mm	3,9	"	11,0	"	1.000	21x29x15	4,1
MBT1162	150	x	320	mm	5,9	"	12,6	"	1.000	31x33x15	7
MBT1163	200	x	420	mm	7,9	"	16,5	"	350	41x43x11	4
MBT1164	250	x	500	mm	9,8	"	19,7	"	350	51x51x11	6
MBT1165	320	x	560	mm	12,6	"	22,0	"	400	41x59x11	11,4
MBT1166	400	x	580	mm	15,7	"	22,8	"	350	41x59x11	11,5

TYVEK®/フィルムフラットロール

型式	サイズ								U/Box	Box cm	Box/KG	
MRT1170	50	mm	x	70	mts	2,0	"	230	Feet	6	31x25x23	3
MRT1171	75	mm	x	70	mts	3,0	"	230	Feet	4	31x25x23	3,5
MRT1172	100	mm	x	70	mts	3,9	"	230	Feet	4	43x26x23	4
MRT1174	150	mm	x	70	mts	5,9	"	230	Feet	4	43,5x32x23	6
MRT1175	200	mm	x	70	mts	7,9	"	230	Feet	2	41x21x22	4,8
MRT1176	250	mm	x	70	mts	9,8	"	230	Feet	2	52x28x23	5
MRT1177	300	mm	x	70	mts	11,8	"	230	Feet	2	43,5x32x23	6
MRT1178	400	mm	x	70	mts	15,7	"	230	Feet	1	43x26x23	4
MRT1179	500	mm	x	70	mts	19,7	"	230	Feet	1	53x26x23	5




Tyvek®/フィルムバッグ



使用説明書



Tyvek®/フィルムロール



プラズマインジケータ
tyvek®

産業用包装

我々の生産ラインは在庫品の供給に集中していますが、我々はまた、医療機器メーカーの包装機器用の医療ペーパーとフィルムを印刷しています。在庫品の製造での経と知識は、産業関係のお客様に対する付加価値であり、お客様の求めるものを正確に供給することができます。


産業用包装

- ・ 医療用紙
- ・ PA/pp, pet/pp, pet/pe, pa/pe フィルム
- ・ Tyvek®
- ・ プライベートラベル

(Tyvek® DUPONTの登録されたトレードマークです。)



BOLSAPLAST, S.L. C. Horta, 22. 08203 Sabadell (Barcelona) ESPAÑA
Tel. +34 937117361 / Fax +34 937122355. Email: medical@bolsaplast.com / Website: www.bolsaplast.com



蒸/酸化エチレン
ガス/ホルムアル
デヒド包装

低温プラズマ/
H2O2/酸化エチレ
ンガス包装

産業用包装

