



Excelente calidad de papel crepado en color verde. Material suave y maleable, que permite se pueda doblar sin marcas y con suavidad



Tanto para uso individual como para envolturas dobles

PAPEL CREPADO VERDE

Hojas de papel crepado de 60 gramos, en color verde para el empaquetado y esterilización de productos médicos, especialmente en hospitales, centros médicos, centros veterinarios, centrales de esterilización, etc. También se utiliza para protección de bandejas esterilizables y envolturas dobles, como complemento de otros materiales.

Se fabrican con material de celulosa 100% y son conformes a la norma ISO 11607-1 y EN 868-2. Se utilizan para envolver materiales y dispositivos médicos que deben ser sometidos a procesos de esterilización.

Estos productos se consideran de un solo uso y pueden esterilizarse tanto por Vapor, como Óxido de Etileno, Formaldehído o por Radiación.

CARACTERÍSTICAS

- Material suave, maleable
- Excelente barrera bacteriana
- Resistente a los líquidos
- Amplia gama de tamaños

bolsaplastmedical

Este producto se encuentra disponible en las siguientes medidas:

Código	Medidas		U/Caja	Caja/cm	Caja/Kg
MCREPV50	50 x 50 cm	19.69" x 19.69"	500	51 x 26 x 7	7.6
MCREPV60	60 x 60 cm	23.62" x 23.62"	500	61 x 38 x 14	10.6
MCREPV75	75 x 75 cm	29.53" x 29.53"	250	78 x 29 x 12	8.3
MCREPV90	90 x 90 cm	35.43" x 35.43"	250	91 x 50 x 10	12
MCREPV100	100 x 100 cm	39.37" x 39.37"	250	101 x 54 x 10	15
MCREPV120	120 x 120 cm	47.24" x 47.24"	100	121 x 33 x 10	8.6