



Soldaduras de 3 canales para asegurar un buen sellado



Suave y maleable, que permite se pueda doblar sin marcas y con suavidad

BOLSA MIXTA REFORZADA

Bolsas de gran resistencia, en color azul, especiales para el empaquetado y esterilización de productos de gran tamaño o pesados, que precisen una gran resistencia al desgarro y una alta permeabilidad.

Se fabrican con una cara de tejido no tejido y una cara de film plástico coloreado en azul y son conformes a la norma ISO 11607 y EN 868.

Estos productos se consideran de un solo uso y pueden esterilizarse tanto por Vapor, como Óxido de Etileno o Formaldehído, llevando impresos los indicadores de cada uno de estos procesos.

Este producto se encuentra disponible en las siguientes medidas:

Código	Medidas		U/Caja	Caja/cm	Caja/Kg
MBCOVER001	200 x 420 mm	7.9" x 16.5"	1000	52 x 33 x 25	9,8
MBCOVER002	270 x 360 mm	10.6" x 14.1"	1000	52 x 33 x 25	11,3
MBCOVER003	270 x 450 mm	10.6" x 17.7"	500	52 x 28 x 24	7,4
MBCOVER004	300 x 500 mm	11.8" x 19.7"	500	52 x 32 x 25	9,5
MBCOVER005	400 x 520 mm	15.7" x 20.4"	500	59 x 49 x 25	13,7
MBCOVER006	400 x 580 mm	15.7" x 22.8"	500	59 x 42 x 25	13,7
MBCOVER007	500 x 600 mm	19.7" x 23.6"	500	62 x 52 x 25	18,3



Con indicadores de proceso para VAPOR, OE y FORMOL

CARACTERÍSTICAS

- Gran resistencia
- Ideal para instrumentos pesados
- Alta permeabilidad
- Amplia gama de tamaños

bolsaplastmedical