


BOLSADUST



Información de producto y de uso en varios idiomas



Cierre inviolable para cerrar la bolsa de modo definitivo, sin posibilidad de nueva apertura



Totalmente transparente, para permitir ver el contenido sin necesidad de abrir el embalaje. Visualización perfecta del producto interior. Con un recuadro en blanco en el exterior, que permite la escritura

CARACTERÍSTICAS

- Protección adicional para la bolsa estéril
- Excelente transparencia
- Textos en varios idiomas
- Con recuadro para escribir
- Con amplia solapa de cierre
- Con cierre auto adhesivo
- No contiene látex
- Con antideslizante
- Amplia gama de tamaños

BOLSA PROTECTORA

Bolsas de plástico transparentes diseñadas para proteger y prevenir el deterioro de los embalajes estériles. También pueden utilizarse como una protección extra durante el transporte de estos embalajes, para prevenir roturas y daños. Disponen de una franja blanca que permite rotular información adicional. Se fabrican con PE y se cierran con una cinta adhesiva inviolable. Este producto se considera de un solo uso y se fabrica en conformidad con los requisitos de la norma ISO 11607.

BOLSADUST está disponible en las siguientes medidas:

Código	Medidas		U/Caja	Caja/cm	Caja/Kg
MBDUST001	150 x 250 mm	5.9" x 9.8"	500	44 x 46 x 5	3
MBDUST002	200 x 300 mm	7.9" x 11.8"	500	58 x 45 x 5	4,6
MBDUST003	250 x 400 mm	9.8" x 15.7"	250	58 x 45 x 5	3,8
MBDUST004	300 x 500 mm	11.8" x 19.7"	250	63 x 45 x 5	5,7
MBDUST005	400 x 550 mm	15.7" x 21.6"	100	46 x 44 x 5	3,1
MBDUST006	400 x 760 mm	15.7" x 30.0"	100	46 x 44 x 5	4,1
MBDUST007	420 x 700 mm	16.5" x 27.5"	100	58 x 45 x 5	4,1
MBDUST008	500 x 670 mm	19.7" x 26.3"	100	58 x 45 x 5	5,1
MBDUST009	550 x 750 mm	21.6" x 29.5"	100	62 x 45 x 5	5,8
MBDUST010	600 x 760 mm	23.6" x 30.0"	100	62 x 46 x 5	6,1